

Neuromed Campus  
Klinisches Institut für Pathologie und Molekularpathologie  
Vorstand: Prof. Dr. Rupert Langer

Bereich: Neuropathologie  
**Bereichsleitung: Prof. Dr. med. habil. Serge Weis**  
T +43 (0) 5 7680 87 - 26310  
F +43 (0) 5 7680 87 - 26304  
Skr.: Tel: #43 5 7680-87 26301

## Hinweise zur Übersendung von Untersuchungsmaterial *Hautbiopsate für Small Fiber Neuropathy*

Geplante Hautbiopsie **immer zuerst telefonisch anmelden:**

05 7680 87 - 26301 Sekretariat  
26310 Prof. Dr. med. habil. Serge Weis  
26309 Dr. Ognian Kalev  
26335 BMA Monika Lugmayr/ BMA Christa Winter-Schwarz

### **Achtung:**

**Versand nur von Montag bis Mittwoch am Vormittag (bis 11.00 Uhr) möglich.**

Entnahmeort standardisiert (**Bitte Entnahmeort immer am Biopsiebehälter notieren**):

1x Hautstanze, Durchmesser ca. 4 mm, Oberschenkel

1x Hautstanze, Durchmesser ca. 4 mm, Unterschenkel, 5 cm oberhalb des Malleolus lateralis

Die Biopsie in Paraformaldehydlösung eingeben (**immer die genaue Uhrzeit der Eingabe auf der Zuweisung deutlich vermerken!**). Innerhalb 30 Minuten soll das Biopsat im neuropathologischen Labor weiter verarbeitet werden. Längere Fixation in Paraformaldehyd schädigt das Material und schränkt die Aussagekraft stark ein!

Wenn das Einlangen der Biopsie ins neuropathologische Labor innerhalb 30 Minuten nicht möglich ist, die Biopsate in 4% Formalin eingeben. Die Formalinfixierung ist, laut unserer Erfahrung, nicht optimal und die Ergebnisse sind manchmal nur eingeschränkt beurteilbar.